

# STITCH

HILOS Y CINTAS DE SUTURA NO ABSORBIBLES DE ALTA RESISTENCIA

ESPAÑOL 




**GMREIS**

Qualidade para Vida

Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة

# STITCH

Los productos de la línea STITCH, Hilos de Sutura y Cinta de alta resistencia GMReis están desarrollados con polímero UHMWPE - Polietileno de ultra alto peso molecular, trenzado que proporciona una alta resistencia a la tracción y resistencia al nudo, desarrollado específicamente para procedimientos ortopédicos.



Hilos USP 2-0, USP 2 y USP 5 con resistencia apropiado para cada región tratada.  
Las diferentes opciones de color facilitan la organización durante los procedimientos quirúrgico.

Todos los hilos y cintas están provistos en su extremo de una aguja.




Ancla Fastlock Ø3.5 x 15.1 mm con cinta Stitch



Las cintas de 2 mm de ancho proporcionan mayor fuerza y mejor rendimiento en contacto con tejidos blandos, ideal para la realización del ILA - Ligamento interno Aumento.


Las diferentes opciones de color facilitan la organización durante los procedimientos quirúrgico.



ILA - Internal Ligament Augmentación con cinta de sutura y anclajes fastlock para una rápida recuperación y regreso a actividades deportivas<sup>1,2</sup>.

Excelente biocompatibilidad y compatibilidad de implantes metálicos y poliméricos

Alta resistencia a: ruptura, tensión, abrasión y pérdida de tensión de los nudos.



<sup>1</sup> Coetzee, J. C., Ellington, J. K., Ronan, J. A., & Stone, R. M. (2018). Functional Results of Open Broström Ankle Ligament Repair Augmented With a Suture Tape. *Foot & Ankle International*, 39(3), 304–310. <https://doi.org/10.1177/1071100717742363>

<sup>2</sup> White, W.J., McCollum, G.A. & Calder, J.D.F. Return to sport following acute lateral ligament repair of the ankle in professional athletes. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* (2016) 24: 1124. <https://doi.org/10.1007/s00167-015-3815-1>

## Hilos UHMWPE con Aguja

CÓDIGO	MEDIDAS	COLORES	AGUJA
333-2-036-AB3817CI	USP 2-0 x 45 cm	Azul y blanco	3/8 - 17 mm - Punta Cilíndrica
333-239-AB1226CI	USP 2 x 90 cm	Azul y blanco	1/2 - 26 mm - Punta Cilíndrica
333-239-PB1226CI	USP 2 x 90 cm	Negro y blanco	1/2 - 26 mm - Punta Cilíndrica
333-536-AB1248CO	USP 5 x 90 cm	Azul y blanco	1/2 - 48 mm - Punta Convencional
333-536-PB1248CO	USP 5 x 90 cm	Negro y blanco	1/2 - 48 mm - Punta Convencional

## Cinta de UHMWPE con Aguja

CÓDIGO	MEDIDAS	COLORES	AGUJA
333-20-AB	2.0 mm x 100 cm	Azul y blanco	1/2 - 26 mm - Punta Cilíndrica
333-20-B	2.0 mm x 100 cm	Negro y blanco	1/2 - 26 mm - Punta Cilíndrica

Los hilos y cintas GMReis Stitch se suministran estériles y es de único uso, su empaque garantiza la integridad del producto.



**SEDE PRINCIPAL | GMREIS**

Av. Pierre Simon de Laplace, 600 - Lote 3 Quadra F - Techno Park  
Código postal: 13069-320 | Campinas/SP - Brasil | Tel.: +55 (19) 3765 9900  
marketingdigital@gmreis.com.br

 GMReisBrasil

[www.gmreis.com.br](http://www.gmreis.com.br)