


HTA

HEADLESS TITANIUM ANCHORS

ESPAÑOL 



GMREIS

Qualidade para Vida

Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة

2021

HTA - HEADLESS TITANIUM ANCHORS


Anclajes desarrollados para la reparación de lesiones en ligamentos y tendones, con diferentes opciones de diámetro y longitud para una mejor adaptación a cada región de implantación.

Todos los anclajes están ensamblados sobre un hilo con aguja, fabricado con polímero UHMWPE (polietileno de ultra alto peso molecular), biocompatible y con alta resistencia a: abrasión, ruptura, o aflojamiento de los nudos.


El mango de inserción con conexión interna en los anclajes proporciona un **PERFIL CERO**, lo que reduce la irritación de tejidos blandos.

Opciones:


- Ø1.7 mm x 5.0 mm
- Ø2.2 mm x 4.0 mm
- Ø2.7 mm x 7.0 mm
- Ø3.5 mm x 10.0 mm
- Ø5.0 mm x 14.0 mm



Las agujas y los hilos de sutura vienen dentro del mango de inserción para facilitar su manipulación y reducir el tiempo quirúrgico.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø	LONGITUD	SUTURA	AGUJA
 315-17-01	Nano HTA	1.7 mm	5.0 mm	USP #3-0 Blanco y Azul	1/2 Círculo 12.7 mm Punta Cilíndrica
 315-22-01-20	Micro HTA	2.2 mm	4.0 mm	USP #2-0 Blanco y Azul	3/8 Círculo 17.9 mm Punta Cilíndrica
315-22-01-40	Micro HTA	2.2 mm	4.0 mm	USP #4-0 Blanco y Azul	3/8 Círculo 12.3 mm Punta Cilíndrica
 315-27-01-20	Mini HTA	2.7 mm	7.0 mm	USP #2-0 Blanco y Azul	3/8 Círculo 17.9 mm Punta Cilíndrica
 315-35-01-00	HTA	3.5 mm	10.0 mm	USP #0 Blanco y Azul y USP #0 - Blanco	1/2 Círculo 26.5 mm Punta Cilíndrica
315-35-01-10	HTA	3.5 mm	10.0 mm	USP #1 Blanco y Azul	1/2 Círculo 26.5 mm Punta Cilíndrica
 315-50-01	Max HTA	5.0 mm	14.0 mm	USP #2 Negro y Blanco y USP #2 - Blanco	Sin Aguja
315-50-02	Max HTA	5.0 mm	14.0 mm	USP #2 Negro y Blanco y USP #2 - Blanco	1/2 Círculo 26.5 mm Punta Cilíndrica





GMREIS

Qualidade para Vida

Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة

MATRIZ | GMREIS

Av. Pierre Simon de Laplace, 600 - Lote 3 Quadra F - Techno Park
CEP: 13069-320 | Campinas/SP - Brasil | Tel.: +55 (19) 3765-9900
marketingdigital@gmreis.com.br

 **GMReisBrasil**

www.gmreis.com.br