

HTA

HEADLESS TITANIUM ANCHORS

ESPAÑOL 



GMREIS

Qualidade para Vida

Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة

2021

HTA - HEADLESS TITANIUM ANCHORS


Anclajes desarrollados para la reparación de lesiones en ligamentos y tendones, con diferentes opciones de diámetro y longitud para una mejor adaptación a cada región de implantación.

Todos los anclajes están ensamblados sobre un hilo con aguja, fabricado con polímero UHMWPE (polietileno de ultra alto peso molecular), biocompatible y con alta resistencia a: abrasión, ruptura, o aflojamiento de los nudos.

El mango de inserción con conexión interna en los anclajes proporciona un **PERFIL CERO**, lo que reduce la irritación de tejidos blandos.

Opciones:


- Ø1.7 mm x 5.0 mm
- Ø2.2 mm x 4.0 mm
- Ø2.7 mm x 7.0 mm
- Ø3.5 mm x 10.0 mm
- Ø5.0 mm x 14.0 mm



Las agujas y los hilos de sutura vienen dentro del mango de inserción para facilitar su manipulación y reducir el tiempo quirúrgico.



	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø	LONGITUD	SUTURA	AGUJA
	315-17-01	Nano HTA	1.7 mm	5.0 mm	USP 3-0	1/2 Círculo 12.7 mm
	315-22-01-20	Micro HTA	2.2 mm	4.0 mm	USP 2-0	3/8 Círculo 17.9 mm
	315-22-01-40	Micro HTA	2.2 mm	4.0 mm	USP 4-0	3/8 Círculo 12.3 mm
	315-27-01-20	Mini HTA	2.7 mm	7.0 mm	USP 2-0	3/8 Círculo 17.9 mm
	315-35-01-00	HTA	3.5 mm	10.0 mm	USP 0 (2 un)	1/2 Círculo 26.5 mm
	315-35-01-10	HTA	3.5 mm	10.0 mm	USP 1	1/2 Círculo 26.5 mm
	315-50-01	Max HTA	5.0 mm	14.0 mm	USP 2 (2 un)	Sin Aguja
	315-50-02	Max HTA	5.0 mm	14.0 mm	USP 2 (2 un)	1/2 Círculo 26.5 mm





SEDE PRINCIPAL | GMREIS

Av. Pierre Simon de Laplace, 600 - Lote 3 Quadra F - Techno Park
Código postal: 13069-320 | Campinas / SP - Brasil | Tel.: +55 (19) 3765 9900
marketingdigital@gmreis.com.br

 GMReisBrasil

www.gmreis.com.br