


LATARJET

SISTEMA DE FIJACIÓN LATARJET PARA
EL TRATAMIENTO DE INESTABILIDAD DEL HOMBRO

ESPAÑOL 



GMREIS

Qualidade para Vida

Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة

2022


LATARJET

La técnica Latarjet consiste en tomar un injerto de la apófisis coracoides de la escápula, para fijar en el borde anterior de la glenoides, ampliando así la superficie de contacto articular con la cabeza del húmero, reduciendo la inestabilidad y luxación del hombro.

El sistema **Latarjet GMReis** fue desarrollado para proporcionar al cirujano una técnica segura y eficaz tanto para la extracción del injerto como para el posicionamiento y la fijación en la glenoides, a través de la técnica Hashi.

La fijación del injerto se realiza con dos tornillos canulados desarrollados específicamente para el sistema Latarjet, con diámetro y longitudes adecuados para la región de implantación, y opciones de rosca total y parcial.

Para aumentar la superficie de contacto del tornillo con el injerto, mejorando el desempeño de compresión, el sistema Latarjet GMReis dispone de arandelas o placa con dos agujeros especiales.





TORNILLO CANULADO DE COMPRESIÓN LATARJET

CÓDIGO	ROSCA	LONGITUD
324-385-30	total	30.0 mm
324-385-32	total	32.0 mm
324-385-34	total	34.0 mm
324-385-36	total	36.0 mm
324-385-38	total	38.0 mm
324-385-40	total	40.0 mm
324-385-42	total	42.0 mm
324-385-15-30	15 mm	30.0 mm
324-385-15-32	16 mm	32.0 mm
324-385-15-34	17 mm	34.0 mm
324-385-15-36	18 mm	36.0 mm
324-385-15-38	19 mm	38.0 mm
324-385-15-40	20 mm	40.0 mm
324-385-15-42	21 mm	42.0 mm

KIT DE INSTRUMENTALES LATARJET

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
324-15	Pinza Guía Latarjet
324-10	Guía Latarjet
324-12	Atornillador
324-11	Medidor de Profundidad
324-13	Broca Ø2.7 mm x 195.0 mm Canulado 1.2 mm
324-14	Broca Ø2.7 mm x 265.0 mm Canulado 1.2 mm
324-16	Broca Ø4.0 x 120.0 mm
324-17	Pin Guía Ø1.0 x 280.0 mm
324-18	Pin Guía Ø1.0 x 210.0 mm
324-ES	Case Latarjet



ARANDELA LISA

CÓDIGO

324-385-30



PLACA DE SOPORTE LATARJET

CÓDIGO

324-01



KIT DESCARTABLE LATARJET

CÓDIGO	MODELO
324-CX-500-100	CORTO
324-CX-500-200	LARGO



SEDE PRINCIPAL | GMREIS

Av. Pierre Simon de Laplace, 600 - Lote 3 Quadra F - Techno Park
Código postal: 13069-320 | Campinas / SP - Brasil | Tel.: +55 (19) 3765 9900
marketingdigital@gmreis.com.br

 GMReisBrasil

www.gmreis.com.br