



BAJO PERFIL UNI ELBOW

NUEVO CONCEPTO PARA ESTABILIZACIÓN INTERNA DE CODO

ESPAÑOL 



GMREIS


Qualidade para Vida

Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة

2022

UNI ELBOW

Uni Elbow^{GMReis} fue desarrollado para el tratamiento de lesiones inestables del codo a través de una Fijación Interna temporal. Uni Elbow^{GMReis} proporciona excelente estabilización, permitiendo movimiento activo temprano, reduciendo los problemas y las complicaciones asociadas con una fijación externa.









Fig.: Codo en Flexión de 90° y extensión con estabilizador interno Uni Elbow.

PIN DE FIJACIÓN CANULADO


CÓDIGO	LONGITUD
345-12-30-C	30 mm
345-12-35-C	35 mm
345-12-40-C	40 mm
345-12-45-C	45 mm
345-12-50-C	50 mm
345-12-55-C	55 mm
345-12-60-C	60 mm
345-12-65-C	65 mm
345-12-70-C	70 mm



CODE	DESCRIPCIÓN
345-10	Estabilizador de Codo

UNI ELBOW INSTRUMENTAL KIT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
345-18	Guía de centrado de Eje
345-19	Guía de Eje
345-20	Guía de Alambre
329-207	Broca Ø2.5 x 150.0 mm Graduada
345-14	Broca Ø2.7 x 70 mm Canulada
345-15	Llave Torxdrive T10 fija con mango de silicona
345-16	Medidor de profundidad pequeño
169-154	Medidor de profundidad 10-60mm
172-19A	Cortador de alambre Ø3.2mm
223-323	Aguja guía Ø1.0 x 150.0 mm sin rosca





SEDE PRINCIPAL | GMREIS

Av. Pierre Simon de Laplace, 600 - Lote 3 Quadra F - Techno Park
Código postal: 13069-320 | Campinas/SP - Brasil | Tel.: +55 (19) 3765 9900
marketingdigital@gmreis.com.br

 GMReisBrasil

www.gmreis.com.br